

## **PÁGINA DE ENFERMERÍA EN NOVAHIS: CONTROL DE EXTRACCIONES**

### **1. TIPOS DE PETICIONES DE ANÁLISIS**

En la página de enfermería: CONTROL DE EXTRACCIONES vemos las extracciones pendientes de realizar y enviar al Laboratorio de los pacientes de la planta

#### **A. PETICIONES URGENTES**

Aparecen en pantalla resaltadas con la indicación **U!** en rojo

En el volante de petición aparece en el cuadrante superior derecho:

Hospitalización **URGENTE**

El nº de petición de NOVAHIS ( 8 dígitos)siempre empieza por 4

Habrà que utilizar las ETIQUETAS AMARILLAS del LABORATORIO

#### **B. PETICIONES DE RUTINA**

No están precedidas por la U!

En el volante de petición aparece en el cuadrante superior derecho:

Hospitalización

El nº de petición de NOVAHIS ( 8 dígitos)siempre empieza por 3

Habrà que utilizar las ETIQUETAS BLANCAS del LABORATORIO

### **2. PASOS A SEGUIR PARA EL ENVÍO DE PETICIONES**

- Etiquetar tubos y volantes siguiendo las indicaciones anteriores
- En el ordenador picar sobre CONTROL DE EXTRACCIONES
- Comprobar el nombre del paciente y
  - el nº de petición de NOVAHIS (en ej: 30019241) en el pie del volante de petición y en el campo de Petición del ordenador
  - picar sobre cuadro en blanco
  - Leer la etiqueta de identificación del laboratorio con la pistola para evitar errores en la transcripción de los números
  - Seleccionar ENVIAR en el margen inferior derecho de la pantalla
  - Seleccionar ACEPTAR en el aviso de advertencia que aparece si estamos seguros de que todos los pasos se han realizado correctamente

# PETICIONES DE LABORATORIO: ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA PETICIONES URGENTES Y DE RUTINA

	PETICIONES URGENTES	PETICIONES DE RUTINA
Indicación	Resaltadas con la <b>U!</b> en rojo	No están precedidas por la U!
Volante de petición	Hospitalización <b>URGENTE</b>	Hospitalización
nº petición NOVAHIS	siempre empieza por <b>4</b>	siempre empieza por <b>3</b>
ETIQUETA	<b>AMARILLAS</b>	<b>BLANCAS</b>

The screenshot shows a software interface for laboratory requests. The main window is titled 'B2-UCI AMARILLO'. It contains a table with columns: 'U|E|M|F', 'Petición', 'Etiqueta', 'Paciente', 'Nº Historia', 'F. Extrac.', 'Cama', and 'Observaciones'. The table lists several requests for a patient named Ana María. One request is highlighted in yellow, indicating it is urgent ('U!'). A callout box points to this row with the text: 'U! Analítica URGENTE: Etiqueta Amarilla'. Another callout box points to a different row with the text: 'Laboratorio Rutina Etiqueta Blanca'. The interface also includes a sidebar with navigation options like 'Buzón de peticiones', 'Situación de pruebas', and 'Control de extracciones'. At the bottom, there are search and filter controls, including 'Localizar Petición', 'Desde', 'Hasta', and 'Extracción'.

En el ejemplo vemos como un mismo paciente puede tener programada diferentes peticiones: 2 peticiones Urgentes para ser extraídas en diferentes horas y 1 petición de rutina. Cada petición volcará en el sistema informático del Laboratorio las peticiones solicitadas para esa clave de NOVAHIS. De ahí la importancia de comprobar el nº de petición de NOVAHIS y el de la etiqueta de tubos y volante

# PASOS A SEGUIR PARA EL ENVÍO DE PETICIONES AL LABORATORIO

The screenshot shows the 'Enfermería - x-GPC v.3.0.0' application window. The main area displays a table with the following data:

U/E	M	F. Petición	Petición	Etiqueta	Paciente	Nº Historia	F. Extrap.	Cama	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>		05/08/2009	40220281	Y200095	Josefa Iv	N0408189129	06/08/2009	A521 B	Es una prueba de Laboratorio

Callout boxes indicate the following steps:

- 1.- Marcar la casilla de la petición a enviar (pointing to the checked checkbox in the first column).
- 2.- Leer código de barras de etiqueta de Laboratorio con pistola (pointing to the 'Etiqueta' column).
- 3.- Seleccionar ENVIAR (pointing to the 'Enviar' button in the bottom right).

At the bottom of the window, there are fields for 'Localizar Petición', 'Desde' (29/07/2009), 'Hasta' (05/08/2009), and 'Extracción' (05/08/2009). Buttons include 'Capturar', 'Etiquetas', 'Detalles', 'Imprimir...', 'Anular', 'Enviar', 'Cerrar', 'Añadir', 'Automático', and 'Actualizar'.

Aparecerá la siguiente advertencia sobre la pantalla

¡¡ ATENCIÓN !! Las peticiones seleccionadas y con números de etiqueta serán enviadas al laboratorio. Asegúrese de que todas las muestras estén correctamente etiquetadas. ¿Desea realizar el envío?

Aceptar Cancelar

4.- Seleccionar ACEPTAR